


VitalGainアプリ 再ログイン

スマートフォンとの連携不具合など、様々な原因でアプリの自動ログアウトが起こる可能性があります。自動ログアウトが行われてしまった場合は、2ページ以降の手続きを行い、再度ログインを行ってください。



自動でログアウトされた
場合に出現する画面です。
この画面が表示された場合は、
2ページ以降の手続きを行ってください。


VitalGainアプリ 再ログイン

まずは、VitalGainアプリ  を開き、
QRコードからログイン手続きを行ってください。



①「QRコードログイン」を選択

②カメラへのアクセスを許可
【この画面は表示されないこともあります】



③カメラが起動するので、
BS BAND本体が梱包されていた箱から紫色の紙を取り出し、
QRコードを読み取り

再ログイン後、接続の確認について

ログイン後の画面で
Bluetoothマークを確認してください。



接続完了

手続き完了です。
引き続き日々、
同期を行ってく
ださい。



未接続

アプリとBsbandが
接続できていません。
次は、4ページに進み、
接続対応をしてください。

BS BANDとVitalGainアプリの接続


BS BANDとの接続設定を行います。



①「設定」を選択







②「使用デバイスの設定変更」を選択



③「BS BAND」を選択

次のページへ

BS BANDとVitalGainアプリの接続



次のページへ

④「OK」を選択

⑤表示された文字列を選択した後、「接続」を選択


⑥左上にある「<」を選択

BS BANDとVitalGainアプリの接続



⑦「ダッシュボード」を選択

⑧Vitalgainアプリを開いて
Bluetoothマークを確認



接続完了

接続が完了です。
日々忘れずに、
同期を行ってください。



未接続

7ページの問合せ窓口まで
御連絡ください。

問い合わせ窓口

本資料のとおり対応しても
ログイン手続きができない場合や、
Bluetoothマークが青色に変わらない場合は、
お手数をおかけしますが
下記の問合せ窓口まで御連絡ください。

問合せ窓口

〒173-8501 東京都板橋区板橋2丁目66-1
板橋区都市整備部都市計画課調整・都市基盤DX係
TEL: 03-3579-2566
メール: t-dx@city.itabashi.tokyo.jp